

Data di emissione: _____

Paziente:

Cognome:	
Nome:	
Data di nascita:	

Studio:

Laboratorio:

Odontotecnico: _____

Data di entrata: _____

Data di uscita: _____

Data di uscita: _____

Sede dell'impianto:

18	17	16	15	14	13	12	11		21	22	23	24	25	26	27	28
∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	Dimensione dell'impianto ¹ (etichetta) Dopo l'inserzione dell'impianto, attaccare l'etichetta adesiva allegata alla confezione.	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅
L	L	L	L	L	L	L	L		L	L	L	L	L	L	L	L
								Abutment (per la descrizione, vedi etichetta)								
								Riabilitazione protesica ²								
∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	Dimensione dell'impianto ¹ (etichetta) Dopo l'inserzione dell'impianto, attaccare l'etichetta adesiva allegata alla confezione.	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅
L	L	L	L	L	L	L	L		L	L	L	L	L	L	L	L
								Abutment (per la descrizione, vedi etichetta)								
								Riabilitazione protesica ²								
48	47	46	45	44	43	42	41		31	32	33	34	35	36	37	38

¹ Dimensioni dell'impianto / Linea di abutment (concetto S-M-L):

Lunghezza dell'impianto	7.0 / 9.0 / 11.0 / 13.0 / 15.0 mm				
Diametro dell'impianto	3.3 mm	3.7 mm	4.2 mm	4.8 mm	5.5 mm
Linea di abutment	S	M		L	

Tutti i componenti sono marcati con la relativa linea di abutment S, M o L. Gli impianti da ∅ 3.3 mm e ∅ 5.5 mm non sono disponibili per la lunghezza da 7.0 mm.

² Riabilitazione protesica:

cementata / avvitata		rimovibile				
Elemento singolo	Ponte	Attacco a barra	Barra fresata	Telescopica	Abutment a sfera	LOCATOR®
E	B	S	G	T	K	L

Geometria di connessione: conica platform

Informazioni sul materiale:

Lega: _____ Collante: _____ Ceramica: _____
 Saldame: _____ Resina: _____ Colore dente: _____

¹Esclusivamente per tioLogic® TWINFIT.

