

rema<sup>®</sup>  
*blue* 



## Il rivestimento per scheletrati.

Temperatura di preriscaldamento ribassata,  
smuffolatura semplificata,  
superfici lisce e precise.

# Il rivestimento di „sangue blu“ per preziosi risultati in protesi scheletrata.



L'elevata permeabilità ai gas presentata dal rivestimento rema® blue offre evidenti benefici durante la fusione delle strutture scheletrate:

- temperatura di preriscaldamento ribassata per preservare il forno
- smuffolatura semplificata
- superfici di fusione lisce



Ulteriori vantaggi:

- preriscaldamento convenzionale o con ciclo rapido
- duplicazione con gelatina o silicone
- elevata precisione anche nel caso di palati profondi
- con sistema CAD / Vest un apposito liquido di miscelazione garantisce la massima precisione



Confezioni:

<b>rema® blue polvere</b>	16 kg (80 x 200 g)	<b>REF 105-720-00</b>
<b>rema® blue liquido per modello</b>	1 l	<b>REF 105-730-00</b>
<b>rema® blue liquido per cilindro</b>	1 l	<b>REF 105-731-00</b>
<b>Liquido Power, concentrato</b>	1 l	<b>REF 105-502-00</b>