



CAD/Vest e CAD/Press

Con cera fresata è più semplice.

Blanks in cera con eccellenti proprietà di fresaggio per la realizzazione di corone e ponti o di scheletrati con sistema semi-digitale CAD / Vest.

Utilizzabili con tutti i fresatori per dischi di dimensioni standard.

Blank StarWax grigio

Ø 98,5 mm con scalino

Ideale per corone e ponti CAD / Vest da pressare o fondere:

- brucia senza lasciare residui
- presenta un'elevata stabilità degli spigoli
- è leggermente elastico

Colore	Spessore	REF	Quantità
grigio	20 mm	120-230-00	1 pezzo



Blank StarWax blu

Ø 98,5 mm con scalino

Ideale per scheletrati CAD / Vest da fondere:

- è privo di tensione
- presenta un'elevata resistenza alla rottura
- assicura un'elevata precisione

Colore	Spessore	REF	Quantità
blu	25 mm	120-235-00	1 pezzo